

Cleansing Gel Toy Cleaner

Användarmanual

Best Friend
moments



*Tvätta ditt hjälpmedel med
CLEansing gel. Då håller det
sig fräscht och som nytt.*

*Belladot Cleansing gel är av
yttersta kvalitet och
innehåller naturliga
råvaror, vilket borgar för en
hudvänlig och skonsam
produkt.*

TIPS!

*Fungerar för rengöring
av alla typer av plast
och gummiprodukter!*

Om Belladot Cleansing gel

Belladot Rengöringsgel gör precis vad den lovar. Ett par droppar rengör varje sexhjälpmedel och gör att de håller sig som nya länge. Innehåller alkohol och är lämplig för de flesta material. Lämnar en svag parfymerad doft. Aluminiumflaska med praktisk pump.

Varför rengöra din sexleksak och hjälpmedel?

En sexleksak har mikroskopiska ojämnheter. Där samlas det bakterier om man inte rengör ordentligt.

Användarmanual

Vid rengöring tvättar man först av sin leksak eller hjälpmedel med mild tvål och ljummet vatten. Därefter används Belladot Cleansing gel. Alkoholen tränger ner och rengör på djupet i de mikroskopiska ojämnheterna.

När alkoholen dunstat känner man den behagliga doften av parfym.

Belladot Cleansing gel innehåller glycerin som återfuktar leksaken. Det är bra på flera sätt. Dels så ger den en len och fin känsla. Men det viktigaste är att det motverkar att materialet torkar ut. Det betyder att ett regelbundet användande av Cleansing gel ger både en trevligare känsla och ökar livslängden på din sexleksak.

Leksaker och hjälpmedel ska alltid förvaras i medföljande förvaringspåse för att förhindra att smuts, UV-ljus och uttorkning påverkar produkten.

Fungerar även för personligt bruk

Belladot Cleansing gel fungerar även för personligt bruk exempelvis efter intimrakning.



Kontakta oss
för ytterligare frågor:
info@belladot.com
031-653300

Mild
rengöring

Fritt från
tensider

belladot[®]